


|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>NOTICE D'UTILISATION ALLEMAND</b>    | Doc n°<br><b>DT-<br/>         ATJSWISS#1454-<br/>         04</b> |
|   | <b>NOTICE UTILISATION ATJSWISS#1454</b> | Révision : a   |



Nehmen Sie die Maske mit der harten Kante nach oben. Legen Sie es auf Ihr Gesicht und binden Sie es mit den Gummibändern hinter Ihren Ohren.



Modelliert die starre Verstärkung an der Nasenwurzel.



Senken Sie die Maske unter das Kinn.



Nicht auf die öffentliche Straße werfen.



Verwendbar 4 h.